



Тиффани К. Гамильтон, к.м.н.

Удаление голубых вен вокруг глаз с использованием лазера GentleLASE Plus

Тиффани К.

Гамильтон, к.м.н.

Введение

Сеть венозного сплетения спускается от виска до наружного края глаза и затем переходит на нижнее веко. У некоторых лиц эта венозная сеточка может быть очень заметной и, придавая зелено-голубую окраску, является косметическим недостатком. Для лечения таких вен применялась склеротерапия, которая часто требовала использования большого количества склерозантов для получения хорошего эффекта, и несла в себя риск тромбоза кавернозного синуса. Вот по чему до появления GentleLASE Plus выбранным мной методом лечения являлась амбулаторная флебэктомия (удаление вен). И хотя после флебэктомии результаты были очень хорошими, требовалась местная анестезия. А для предотвращения появления синяков было необходимо адекватное управление гемостазом (остановкой кровотечения), наложение давящей повязки и длительное возвышенное положение.

Исследование

Я лечила многих пациентов с использованием GentleLASE Plus и была удивлена хорошими результатами после однократной процедуры с минимальными синяками. У нескольких пациентов больше года не было видно вен после одной-двух процедур. Использовались внешние щитки для защиты глаз при расположении венозной сеточки вблизи скуловой дуги, и внутренние щитки для прикрытия области внутреннего угла глаза. Защита использовалась для предотвращения удаления ресниц. Я начинала лечение с настройками: диаметр пятна 8 мм, мощность 40-50 Дж/см², охлаждение 60x50. Для получения необходимого эффекта для больших вен использовались двойные импульсы.

Результаты

Представленной пациентке понадобилось две процедуры с интервалом в месяц для исчезновения просвечивающих вен. Настройки: диаметр пятна 8 мм, мощность 50 Дж/см².



Рис. 1 Перед процедурой



Рис. 2 После процедуры



GentleLASE - зарегистрированный торговый знак Кандела Корпорейшн. Термин «устройство динамического охлаждения» и аббревиатура DCD являются торговыми знаками. Вы можете узнать более подробную информацию о Кандела Корпорейшн и её товарах, связавшись с вашим авторизованным региональным представителем Канделы, или позвонив по международному бесплатному телефону 1-800-821-2013. При звонке из-за рубежа необходимо сначала набрать код США.

Кандела Корпорейшн
530 Бостон Пост Роад
Уэйланд, Массачусетс 01778, США
Тел.: (508) 358-7637
Факс: (508) 358-5569
Беспл.: (800) 821-2013
www.candelalaser.com



CANDELA
BE CONFIDENT